

剤皮を施していない圧縮成型錠の衝撃による摩損度を測定できます。

【特徴】

- ・日本薬局方に準じる。
- ・タッチスクリーン採用、操作しやすい。
- ・言語：中国語・英語。日本語開発中。
- ・回転数、落下回転数、回転方向は設定可能。
- ・自動検知、自動診断、自動的に警報発信。
- ・アラームを無音にすることができる。
- ・落下回転数の計数はカウントアップとカウントダウンから選べる。



【仕様】

型番	OSK 97HH CJY-300E
ドラム数	2
回転数設定範囲(rpm)	20~50
誤差	≤±1 %
落下回転数設定範囲 (r)	1~1000
ドラムサイズ(mm)	内径286mm、 深さ39mm
誤差	内径±0.2mm
使用可能温度・湿度	15℃~30℃、10%~75%
電源	AC100~240V, 50もしくは60Hz
外寸	450 × 310 × 330 mm
重量	約6.5kg

※ 商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

【標準付属品】

- ・ドラム x2個
- ・ブラシ x1本
- ・AC電源コード x1本
- ・取扱説明書/保証書 x1