

OSK 75BU AF500 3D サンプル ミキサー

三次元サンプルミキサーは主に次の目的で使用されます。異なるタイプ、異なる粒子サイズの物質を混合し、高い均一性の混合が必要な場合、サンプルは完全密閉容器内で乾式-乾式サンプル混合、乾式-湿式サンプル混合、湿式-湿式サンプル混合用に混合されます。ほこりが出ず、掃除が簡単です。



特長

三次元運動、より小さなせん断。

オプションのコンテナ容量、大きな処理能力、高度な混合。

さまざまなサンプルに合わせて、さまざまな材質の容器を混合します。

操作が簡単で、分解も簡単で、掃除も簡単です。

粉塵汚染がなく、実験環境が改善されます。

快適な操作感を実現するLCDタッチスクリーン。

Application

環境 食料 石炭 素材 化学 電子

仕様

型番	OSK 75BU AF500 3D サンプル ミキサー
試料の性質	乾燥顆粒、粉末試料、湿潤試料
コンテナ容積	1L、2L オプション
容器材質	樹脂、ステンレス、アルミニウム
速度設定	20-120rpm、デジタル表示、無段階調整可能
時間設定	1秒-99時間99分59秒、デジタル表示、無段階調整可能
断続時間設定	1s-99min59s、デジタル表示、無段階調整可能
停止時間の設定	1s-99min59s、デジタル表示、無段階調整可能
パラメータストレージ	10グループ
サイクル数の設定	1-20
動作モード	正転、逆転、断続
コントロールパネル	LCDタッチスクリーン
W x H x D	463mm x 380mm x 607mm
本体重量	50kg
電気	220V/50Hz/250w

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.2 2023/9/5