

OSK 01CU 1900 ハンマーミル/粉碎機

グルテン分析、フォーリングナンバー分析、NIR分析用の試料を準備する為の粉碎装置です。カラー液晶タッチパネルでのわかりやすい操作で回転操作や作業時間の設定ができます。小麦、大麦、大豆、トウモロコシ、家畜用飼料などの穀物類の粉碎に最適です。



【特徴】

- ・エアフローで粉碎のスピードを設定可能。
- ・300グラムを約30～50秒で粉碎、連続投入で1時間約18キ口の高速処理。
- ・1分間に16,800回転し、異なるサイズの篩を使用することが可能(0.3, 0.4, 0.5, 0.6mm)。
- ・処理速度が速く内部が汚れにくい構造。
- ・低速処理設定で、水分量25%の穀物まで粉碎可能。
- ・筐体の扉はセンサー付、解放時には自動停止する安全機能つき。
- ・国際的な規格に準拠：ICC-107/1、AACC-56-81.03、ISO-3093



試料入口にある粉碎器



操作画面（タッチパネル）

【仕様】

| | | | |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 型番 | OSK 01CU 1900 | | |
| 用途 | 穀物を粉砕 | | |
| 粉砕 | 対象 | 小麦、大麦、大豆、トウモロコシ、家畜用飼料など | |
| | 能力 | 約18kg/h | |
| | 速度 | 30～60秒/350g | |
| | 容量/回 | 最大650g | |
| 篩（ふるい）サイズ | 0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm | | |
| 回転数 | 500～16,800rpm/50・60Hz 調整可能 | | |
| 安全装置 | 筐体扉開閉時センサー、非常停止スイッチ | | |
| 準拠規格 | ICC-107/1、AACC-56-81.03、ISO-3093 | | |
| 電源 | 230v - 50/60Hz 7,7A 1,1W | | |
| 寸法 | 460(W)×580(D)×600(H)mm | | |
| 重量 | 61kg | | |

※穀物に含まれる水分量によって粉砕性能は変化します。

【標準付属品】

- ・ OSK 01CU 1900 ハンマーミル/粉砕機
- ・ クリーニングブラシ
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書



クリーニングブラシ

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2022/08/31