# OSK 97EU LWラボ用ガラス器具洗浄機

### ラボ向けのガラス容器洗浄・消毒用ガラス器具洗浄機です。

#### 【特徴】

- ・設定済の内蔵運転プログラム数は30(高速清掃、油脂、バイオ、潤滑油など)、 ユーザー設定は120プログラムまで登録可能。
- ・循環水ポンプの周波数などの各種パラメータを保存可能。
- ・ダブル循環ポンプは可変周波数ソフトスタート機能を装備し、ポンプ起動時の過剰な水圧によるガラス器具の損傷を防ぎます。
- ・洗浄プロセス中の循環水は0~600L/分に調整可能。
- ・洗浄剤不足を警告するアラーム機能。
- ・洗浄データはUSBメモリで保存可能。
- ・新しい背面給水方式では、2つの並列供給で各洗浄バスケットおよびスプレー出口の圧力を均一に保ちます。
- ・7インチのタッチパネルにより使い勝手がよく清潔に保つことができます。
- ・30タイプのトレイに対応可能。











## 【仕様】

型番	OSK 97EU LW ラボ用ガラス器具洗浄機	
	LW320	LW230
設置方法	自立型	
段数	3段	2段
可変速度の循環ポンプ	最大600 L/分	
チャンバー材質	SUS316 ステンレス鋼	
外殼材質	SUS304 ステンレス鋼	
パイプ材質	SUS316ステンレス鋼+製薬用シリコーン	
循環水量	800 以分	600 L/分
プリンター	RS232 インターフェース	
電源	220 V,50 Hz	220 V,50 Hz
加熱能力	4 KW	4 KW
蠕動ポンプ	1個	2個
風量	220m³/h	110m³/h
洗浄槽容量	317 L	223 L
内寸法 W*D*H	546 x 572 x 1016 mm	546 x 573 x 726 mm
外形寸法 W*D*H	670 x 757 x 1650 mm	670 x 760 x 1400 mm

#### 【標準付属品】

- ・OSK 97EU LW ラボ用ガラス器具洗浄機
- · 取扱説明書
- ・保証書

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9 TEL: 03-3200-0234, FAX: 03-3200-0373

Email: osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2024/08/16

