

## OSK 997 ET 416D 卓上遠心機

デジタル速度表示、オーバーシュートのない正確な速度を設定できる遠心分離機です。  
回転数200~6,000rpm。  
ISO 9001とISO 13485の国際規格に準拠。



### 【特徴】

- ・ W280xD280xH265mmの卓上サイズで、作業スペースを節約できます。
- ・ ABS製の外装で、耐衝撃性が高いです。
- ・ ローターを交換せず、7ml、10ml、15mlのチューブが搭載可能です。  
(7mlチューブアダプターは別売です。)
- ・ 安全装置付きで、運転中の蓋の開放を防ぐことが可能。
- ・ オートバランスシステムで、安定性があり静粛性が高いです。
- ・ デジタルタイプで速度や時間を簡単に設定。
- ・ LED表示でR.C.F.値またはRPM値を確認可能。
- ・ 自動ブレーキで急減速が可能。

### 【仕様】

| 型番    | OSK 997 ET 416D       |
|-------|-----------------------|
| 回転速度  | 200~6,000rpm          |
| 表示画面  | 時間、速度、遠心力             |
| タイマー  | 0~30分                 |
| モーター  | ブラシレスDCモータ            |
| ローター  | AR-1508               |
| ローター型 | 45度                   |
| 最大遠心力 | 4,265xg               |
| 容量    | 8x(1.5~15)ml          |
| 測定規格  | ISO 9001とISO 13485に準拠 |
| 電源    | AC 100~240V 50/60Hz   |
| 寸法    | W280xD280xH265mm      |
| 重量    | 4.8 kg                |

### 【標準付属品】

- ・ OSK 997 ET 416D 卓上遠心機
- ・ 取扱説明書



Rotor UAR-1508

ローター (AR-1508)



CTA15

CTA7

CTA2

チューブ用アダプター(オプション)

### 【オプション】

- ・ チューブ用アダプター 10~15ml (CTA15)
- ・ チューブ用アダプター 1.5~2.0ml (CTA2) , 5~7ml (CTA7)

**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2024/9/26